



### Drogen - Mehrfachtest - Urin – Bechertest

Mehrfachdrogen-Bechertest Integra Cup	Artikelnummer
7-fach Bechertest Integra Cup BUP 10 - EDDP 100 - AMP 500 - BZO 300 - COC 150 - MOP 300 - THC 50 - Krea, Oxy, pH inklusive Temperaturetikett	GC - D07IN07
Mehrfachdrogen-Bechertest LayDown Cup	Artikelnummer
6-fach Bechertest LayDown Cup BUP 10 - EDDP 100 - AMP 500 - BZD 300 - COC 150 - MOR 300 - Glut, Crea, Nit, Oxi, pH, SG inklusive Temperaturetikett	LF - D07LD06
7-fach Bechertest LayDown Cup BUP 10 - EDDP 100 - AMP 500 - BZD 300 - COC 150 - MOR 300 - PGB 500 - Glut, Crea, Nit, Oxi, pH, SG inklusive Temperaturetikett	LF - D07LD07A
7-fach Bechertest LayDown Cup BUP 10 - EDDP 100 - AMP 500 - BZD 300 - COC 150 - MOR 300 - THC 50 - Glut, Crea, Nit, Oxi, pH, SG inklusive Temperaturetikett	LF - D07LD07



### Drogen - Mehrfachtest - Speichel

OrAlert™	Artikelnummer
OrAlert™ 6B AMP 50 - BZO 20 - COC 20 - MET 50 - OPI 40 - THC 100	WL - DO7TW26
OrAlert™ 6C AMP 50 - BZO 20 - COC 20 - MTD 30 - MET 50 - OPI 40	WL - DO7TW27

# über BLICK

LFM-Diagnostika oHG • Spessartstraße 9 • D-97082 Würzburg  
Gesellschafter: Martina Fels, Franz Lukas • HRA 6468 Amtsgericht Würzburg

Fon: + 49 (0) 931 – 4 60 74 27  
Fax: + 49 (0) 800 – 2 71 13 33  
eMail: info@lfm-diagnostika.de  
Internet: www.lfm-diagnostika.de



**Professionelle  
Suchtmittelanalytik**



## Drogen Einzelteststreifen - Urin – Tauchtest

einzel verpackt oder in Runddose zu 25 Stück

Parameter	Abkürzung und Cut-off (ng/ml)	Bezugssubstanz	Artikelnummer Einzelstreifen	Artikelnummer Runddose
Amphetamin	AMP 500	D-Amphetamin	LF - ST4S028	LF - CA4D028
Barbiturate	BAR 300	Secobarbital	LF - ST4S002	LF - CA4D002
Benzodiazepine	BZO 300	Oxazepam	LF - ST4S003	LF - CA4D003
Buprenorphin	BUP 10	Buprenorphin	LF - ST4S013	LF - CA4D013
Cannabinoide	THC 20	$\Delta$ -9-Tetrahydrocannabinol-9 COOH	LF - ST4S026	LF - CA4D026
Cannabinoide	THC 50	$\Delta$ -9-Tetrahydrocannabinol-9 COOH	LF - ST4S011	LF - CA4D011
Cannabinoide	THC 150	$\Delta$ -9-Tetrahydrocannabinol-9 COOH	LF - ST4S020	LF - CA4D020
EDDP (Methadonmetabolit)	EDDP 100	EDDP	LF - ST4S022	LF - CA4D022
Ethylglucuronid	EtG 500	Ethylglucuronid	LF - ST4S090	LF - CA4D090
Fentanyl	FTY 20	Norfentanyl	LF - ST4S031	---
Heroin (6-MAM)	HRN 10	6 - Monoacetylmorphin	LF - ST4S035	---
Ketamin	KET 1000	Ketamin	LF - ST4S032	---
Kokain	COC 150	Benzoyllecgonin	LF - ST4S029	LF - CA4D029
MDMA (Ecstasy)	MDMA 500	Methylendioxyamphetamin	LF - ST4S006	LF - CA4D006
Methamphetamin	MET 500	D-Methamphetamin	LF - ST4S027	LF - CA4D027
Methylphenidat	MPH 100	Ritalinsäure	LF - ST4S034	---
Opiate	MOP 300	Morphin	LF - ST4S007	LF - CA4D007
Opiate	OPI 2000	Morphin	LF - ST4S015	LF - CA4D015
Oxycodon	OXY 100	Oxycodon	LF - ST4S024	LF - CA4D033
Phencyclidin	PCP 25	Phencyclidin	LF - ST4S009	---
Pregabalin	PGB 500	Pregabalin	---	LF - CA4D070
Tramadol	TRA 100	Tramadol	LF - ST4S030	LF - CA4D030
Trizyklische Antidepressiva	TCA 1000	Nortriptylin	LF - ST4S010	LF - CA4D010
Synthetische Cannabinoide	SynCan 30	JWH 018	GC - KA4K033	---
Urin-Verfälschungstests	pH, Nitrit, spezifisches Gewicht, Kreatinin, Bleichmittel, Glutaraldehyd, Pyridiniumchlorchromat	---	---	WL-M04AD02




## Drogen - Einzeltest - Urin – Pipettiertest

Parameter	Abkürzung und Cut-off (ng/ml)	Bezugssubstanz	Artikelnummer
Methylendioxypropyvaleron	MDPV 500	Methylendioxypropyvaleron	LF - KA4K080
Pregabalin	PGB 500	Pregabalin	LF - KA4K070
Tilidin	TLD 50	Nortilidin	LF - KA4K040
Zopiclon	ZOP 50	Zopiclon	LF - KA4K050
Zolpidem	ZOL 50	Zolpidem	LF - KA4K060

## Drogen - Mehrfachstreifentest - Urin – Tauchtest

individuelle Zusammenstellung möglich



weiße Linie	Artikelnummer
4-fach Drogentest BUP 10 - BZO 300 - COC 150 - MOP 300	LF - D04K243
5-fach Drogentest – Professional* BUP 10 - EDDP 100 - BZO 300 - COC 150 - MOP 300	LF - D04K244
5-fach Drogentest – Professional* BUP 10 - AMP 500 - BZO 300 - COC 150 - MOP 300	LF - D04K253
6-fach Drogentest – Professional* BUP 10 - EDDP 100 - AMP 500 - BZO 300 - COC 150 - MOP 300	LF - D04K247
6-fach Drogentest BUP 10 - EDDP 100 - AMP 500 - COC 150 - MOP 300 – THC 50	LF - D04K267
7-fach Drogentest – Professional* BUP 10 - EDDP 100 - AMP 500 - BZO 300 - COC 150 - MOP 300 - THC 50	LF - D04K248
8-fach Drogentest – Professional* BUP 10 - EDDP 100 - AMP 500 - BZO 300 - COC 150 - MOP 300 – TCA 1000 - THC 50	LF - D04K269
10-fach Drogentest – Professional* BUP 10 - EDDP 100 - AMP 500 - BAR 300 - BZO 300 - COC 150 - MET 500 - MOP 300 - TCA 1000 - THC 50	LF - D04K249
10-fach Drogentest – Professional* BUP 10 - EDDP 100 - AMP 500 - BAR 300 - BZO 300 - COC 150 - MET 500 - MOP 300 - TCA 1000 - THC 20	LF - D04K251
10-fach Drogentest – Professional* BUP 10 - EDDP 100 - AMP 500 - BZO 300 - COC 150 - FTY 20 - MET 500 - MOP 300 - THC 50 - TRA 100	LF - D04K266
10-fach Drogentest – Professional* BUP 10 - EDDP 100 - AMP 500 - BZO 300 - COC 150 - FTY 20 - MDMA 500 – MET 500 - MOP 300 - THC 20	LF - D04K270
11-fach Drogentest – Professional* BUP 10 - EDDP 100 - AMP 500 - BZO 300 - COC 150 - FTY 20 - MET 500 - MOP 300 - OXY 100 - THC 50 - TRA 100	LF - D04K260

gelbe Linie	Artikelnummer
4-fach Drogentest EDDP 100 - BZO 300 - COC 150 - MOP 300	LF - D04K242
5-fach Drogentest – Professional* EDDP 100 - AMP 500 - BZO 300 - COC 150 - MOP 300	LF - D04K246
6-fach Drogentest – Professional* EDDP 100 - AMP 500 - BZO 300 - COC 150 - MOP 300 - THC 50	LF - D04K252

grüne Linie	Artikelnummer
2-fach Drogentest BZO 300 - MOP 300	LF - D04K022
3-fach Drogentest BZO 300 - MOP 300 - THC 50	LF - D04K023
5-fach Drogentest – Professional* AMP 500 - BZO 300 - COC 150 - MOP 300 – THC 50	LF - D04K245
6-fach Drogentest – Professional* AMP 500 - BZO 300 - COC 150 - MET 500 - MOP 300 - THC 50	LF - D04K268

\* Einschließlich Verfälschungsparameter Kreatinin, Oxidantien, pH